

# DOJINDO

日本 同仁化學研究所

# 全球最佳

細胞毒性/細胞增殖  
檢測試劑組

## Cell Counting Kit-8

細胞毒性/增殖檢測套組 (CCK-8)

超人氣  
No.1

### CCK-8



Dojindo is ORIGINAL MAKER of CCK-8

- 貨號：CK04，包裝：500 tests / 3,000 tests
- 取代MTT,操作只需三步驟,再現性高
- 靈敏度高於MTT, XTT, MTS及WST-1
- 對細胞毒性極低，測試完成後細胞可再進行其他實驗
- 貼附型及懸浮型細胞都適用
- 國際發表文獻已超過15,000篇，只有日本Dojindo

頂尖文獻發表：

*Nature*, 2019, 576, 452-458

*Cell*, 2019, 178(3), 552-566

*Nature Materials*, 2020, 19, 118-126

*Nature Nanotechnology*, 2019, 14, 388-397

*Nature Biotechnology*, 2019, 37, 640-650

日本  
原裝

靈敏  
度高

全球  
最佳

文獻  
最多

好物  
必買

## Cytotoxicity LDH Assay Kit-WST

乳酸去氫酶檢測套組 (LDH kit)

- 貨號：CK12，包裝：2,000 tests
- 試劑穩定：已混合液可在4°C保存6個月，不需要現配現用
- 雙重驗證：配合使用 CCK-8 可獲得死細胞和活細胞的結果
- 兩種方式：直接加入試劑(快速)或取出培養基測定(細胞可再使用)
- 可用於Measure CAR T-Cell Cytotoxicity(細胞毒殺能力)

日本  
原裝

試劑  
穩定

雙測  
試法

All in  
One

### LDH kit




2つの指標から  
細胞毒性を測る

活細胞測試 Cell Counting Kit-8 (CCK-8)

+

死細胞測試 Cytotoxicity LDH Assay Kit-WST



## CCK-8 + LHD Assay 一起做 細胞毒性試驗結果最準確



富利瀚生物科技有限公司  
FoliBio Technology Co.,Ltd.  
www.folibio.com.tw  
產品諮詢專線:(02)27319370